

# NAVEGUE ESTA ONDA

SHOCKWAVE IVL diretamente em Portugal

## EQUIPA PORTUGAL



**Carmen Velázquez**

Sales Manager Iberia

☎ (+34) 629 732 966

✉ [cvelazquez@shockwavemedical.com](mailto:cvelazquez@shockwavemedical.com)



**Nuno Portelinha**

Territory Sales Manager Portugal

☎ (+351) 912 462 624

✉ [nportelinha@shockwavemedical.com](mailto:nportelinha@shockwavemedical.com)

## EQUIPA INTERNACIONAL



**Liliana Vitorino**

Global Marketing Director

☎ (+351) 918 567 236

✉ [lvitorino@shockwavemedical.com](mailto:lvitorino@shockwavemedical.com)



**Alberto Totaro**

Director of Sales Iberia and Italy

☎ (+39) 3494735407

✉ [atotaro@shockwavemedical.com](mailto:atotaro@shockwavemedical.com)



Saiba mais no nosso website:

**WWW.SHOCKWAVEMEDICAL.COM**

# CONHEÇA O PORTFÓLIO DA SHOCKWAVE MEDICAL

## Coronária

SHOCKWAVE | C<sup>2</sup>

Número de Catálogo	Diâmetro (MM)	Comprimento (MM)	Contagem Máx de Pulso	Compat. com Guidewire (IN)	Compat. com Cateter Guia	Comprim. de Trabalho (CM)	Perfil Cruzado Alcance (IN)
C2IVL2512	2.5	12	80	0.014"	6F	138	.044 máx
C2IVL3012	3.0	12	80	0.014"	6F	138	.045 máx
C2IVL3512	3.5	12	80	0.014"	6F	138	.045 máx
C2IVL4012	4.0	12	80	0.014"	6F	138	.047 máx

## Periférica


SHOCKWAVE | M<sup>5</sup>

Número de Catálogo	Diâmetro (MM)	Comprimento (MM)	Compat. de Bainha	Comprim. de Trabalho (CM)	Pulsos/Ciclo	Ciclos	Pulsos (Max)	Perfil Cruzado Alcance (IN)
M5IVL3560	3.5	60	6F	110	30	10	300	.054
M5IVL4060	4.0	60	6F	110	30	10	300	.057
M5IVL4560	4.5	60	6F	110	30	10	300	.058
M5IVL5060	5.0	60	6F	110	30	10	300	.062
M5IVL5560	5.5	60	6F	110	30	10	300	.064
M5IVL6060	6.0	60	6F	110	30	10	300	.066
M5IVL6560	6.5	60	7F	110	30	10	300	.068
M5IVL7060	7.0	60	7F	110	30	10	300	.073

## Infrapoplíteia

SHOCKWAVE | S<sup>4</sup>

Número de Catálogo	Diâmetro (MM)	Comprimento (MM)	Compat. de Bainha	Comprim. de Trabalho (CM)	Pulsos/Ciclo	Ciclos	Pulsos (Máx)	Perfil Cruzado Alcance (IN)
S4IVL2540	2.5	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL3040	3.0	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL3540	3.5	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL4040	4.0	40	5F	135	20	8	160	.050



## Coronária

SHOCKWAVE | C<sup>2+</sup>

Número de Catálogo	Diâmetro (MM)	Comprimento (MM)	Contagem máx de Pulso	Compat. com Guidewire (IN)	Compat. com Cateter Guia	Comprim. de Trabalho (CM)	Perfil Cruzado Alcance (IN)
C2KIVL2512	2.5	12	120	0.014"	5F	138	.044 max
C2KIVL3012	3.0	12	120	0.014"	5F	138	.045 max
C2KIVL3512	3.5	12	120	0.014"	5F	138	.045 max
C2KIVL4012	4.0	12	120	0.014"	5F	138	.047 max

## Periférica

SHOCKWAVE | M<sup>5+</sup>

Número de Catálogo	Diâmetro (MM)	Comprimento (MM)	Comprim. de Trabalho	Working Length (CM)	Pulsos/Ciclo	Ciclos	Pulsos (Máx)	Perfil Cruzado Alcance (IN)
M5PIVL3560	3.5	60	6F	135	30	10	300	.054
M5PIVL4060	4.0	60	6F	135	30	10	300	.054
M5PIVL4560	4.5	60	6F	135	30	10	300	.057
M5PIVL5060	5.0	60	6F	135	30	10	300	.061
M5PIVL5560	5.5	60	6F	135	30	10	300	.062
M5PIVL6060	6.0	60	6F	135	30	10	300	.065
M5PIVL6560	6.5	60	6F*	135	30	10	300	.066
M5PIVL7060	7.0	60	6F*	135	30	10	300	.068
M5PIVL8060	8.0	60	7F	135	30	10	300	.074

\*6F Compatível com Terumo Pinnacle® Destination® Guiding Sheath and Cook Flexor® Ansel Guiding Sheath.

## ENCOMENDAR SHOCKWAVE IVL

### CONTACTOS



**Email de Apoio ao Cliente:**

Encomendas.Shockwave@shockwavemedical.com

**Telefone de Apoio ao Cliente:**

(+351) 800 600 007

**Email para Encomendas:**

Encomendas.Shockwave@shockwavemedical.com

**Concursos e Ofertas de Preços:**

Concursoslberia@shockwavemedical.com

### DADOS DA EMPRESA

**Nome:** Shockwave Medical Portugal, Lda | **Morada:** Avenida da República, N°50-8°; 1050 -196 Lisboa  
**Número de Identificação Fiscal (NIF):** 517263564

Para mais informações, por favor, visite [shockwavemedical.com](https://shockwavemedical.com)

Prior to use, please reference the Instructions for Use for more information on indications, contraindications, warnings, precautions, and adverse events.