

# ¡ESTÁ QUE LO ROMPE!

**SHOCKWAVE IVL en directo en España**

## EQUIPO ESPAÑA



### Carmen Velázquez

Sales Manager Iberia

☎ (+34) 629 732 966

✉ cvelazquez@shockwavemedical.com



### Raquel Barbero

Territory Sales Manager

Zona Madrid, Castilla Leon

☎ (+34) 673183866

✉ rbarbero@shockwavemedical.com



### Inmaculada Martinez

Territory Sales Manager

Zona Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura

☎ (+34) 646 163 565

✉ imartinez@shockwavemedical.com



### Santiago Merodio

Territory Sales Manager

Zona Norte

☎ (+34) 618 653 115

✉ smerodio@shockwavemedical.com



### Marc Sánchez

Territory Sales Manager

Zona Cataluña, Aragon y Baleares

☎ (+34) 647 389 970

✉ msanchez@shockwavemedical.com



### Ángela Esteve

Territory Sales Manager

Zona Levante

☎ (+34) 630456938

✉ aesteve@shockwavemedical.com

## EQUIPO INTERNACIONAL



### Liliana Vitorino

Global Marketing Director

☎ (+351) 918 567 236

✉ lvitorino@shockwavemedical.com



### Alberto Totaro

Director of Sales Iberia and Italy

☎ (+39) 3494735407

✉ atotaro@shockwavemedical.com



Más información en nuestra página web:

**WWW.SHOCKWAVEMEDICAL.COM**

# CONOZCA NUESTRO PORTFOLIO

## Coronario

SHOCKWAVE | C<sup>2</sup>

| Número de catálogo | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Max PulsO Count | Guía Compat. (IN) | Guía Catéter Compat. | Trabajo Longitud (CM) | Cruce Perfil Alcance (IN) |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| C2IVL2512          | 2.5           | 12            | 80              | 0.014"            | 6F                   | 138                   | .044 max                  |
| C2IVL3012          | 3.0           | 12            | 80              | 0.014"            | 6F                   | 138                   | .045 max                  |
| C2IVL3512          | 3.5           | 12            | 80              | 0.014"            | 6F                   | 138                   | .045 max                  |
| C2IVL4012          | 4.0           | 12            | 80              | 0.014"            | 6F                   | 138                   | .047 max                  |

## Periférico


SHOCKWAVE | M<sup>5</sup>

| Número de catálogo | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Compatibilidad de la vaina | Longitud de trabajo (CM) | Impulsos/Ciclos | Ciclos | Impulsos (Max) | Perfil de Cruce Range (IN) |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------------------|
| M5IVL3560          | 3.5           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .054                       |
| M5IVL4060          | 4.0           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .057                       |
| M5IVL4560          | 4.5           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .058                       |
| M5IVL5060          | 5.0           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .062                       |
| M5IVL5560          | 5.5           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .064                       |
| M5IVL6060          | 6.0           | 60            | 6F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .066                       |
| M5IVL6560          | 6.5           | 60            | 7F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .068                       |
| M5IVL7060          | 7.0           | 60            | 7F                         | 110                      | 30              | 10     | 300            | .073                       |

## Infrapoplíteo

SHOCKWAVE | S<sup>4</sup>

| Número de catálogo | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Compatibilidad de la vaina | Longitud de trabajo (CM) | Impulsos/Ciclos | Ciclos | Impulsos (Max) | Perfil de Cruce Range (IN) |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------------------|
| S4IVL2540          | 2.5           | 40            | 5F                         | 135                      | 20              | 8      | 160            | .048                       |
| S4IVL3040          | 3.0           | 40            | 5F                         | 135                      | 20              | 8      | 160            | .048                       |
| S4IVL3540          | 3.5           | 40            | 5F                         | 135                      | 20              | 8      | 160            | .048                       |
| S4IVL4040          | 4.0           | 40            | 5F                         | 135                      | 20              | 8      | 160            | .050                       |



## Coronario

SHOCKWAVE | C<sup>2+</sup>

| Número de catálogo | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Max PulsO Count | Guía Compat. (IN) | Guía Catéter Compat. | Trabajo Longitud (CM) | Cruce Perfil Alcance (IN) |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| C2KIVL2512         | 2.5           | 12            | 120             | 0.014"            | 5F                   | 138                   | .044 max                  |
| C2KIVL3012         | 3.0           | 12            | 120             | 0.014"            | 5F                   | 138                   | .045 max                  |
| C2KIVL3512         | 3.5           | 12            | 120             | 0.014"            | 5F                   | 138                   | .045 max                  |
| C2KIVL4012         | 4.0           | 12            | 120             | 0.014"            | 5F                   | 138                   | .047 max                  |

## Periférico

SHOCKWAVE | M<sup>5+</sup>

| Número de catálogo | Diámetro (MM) | Longitud (MM) | Compatibilidad de la vaina | Longitud de trabajo (CM) | Impulsos/Ciclos | Ciclos | Impulsos (Max) | Perfil de Cruce Range (IN) |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------------------|
| M5PIVL3560         | 3.5           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .054                       |
| M5PIVL4060         | 4.0           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .054                       |
| M5PIVL4560         | 4.5           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .057                       |
| M5PIVL5060         | 5.0           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .061                       |
| M5PIVL5560         | 5.5           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .062                       |
| M5PIVL6060         | 6.0           | 60            | 6F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .065                       |
| M5PIVL6560         | 6.5           | 60            | 6F*                        | 135                      | 30              | 10     | 300            | .066                       |
| M5PIVL7060         | 7.0           | 60            | 6F*                        | 135                      | 30              | 10     | 300            | .068                       |
| M5PIVL8060         | 8.0           | 60            | 7F                         | 135                      | 30              | 10     | 300            | .074                       |

\*6F Compatible con Terumo Pinnacle® Destination® Guiding Sheath and Cook Flexor® Ansel Guiding Sheath.

## HACER UN PEDIDO A SHOCKWAVE MEDICAL

### CONTACTOS



**Correo electrónico de atención al cliente  
y para información de pedidos:**  
pedidos.shockwave@shockwavemedical.com

**Numero de contacto del servicio  
de atención al cliente:** (+34) 900 838 749

**Concursos y ofertas de precios:**  
Concursoslberia@shockwavemedical.com

**Dirección de correo electrónico  
para avisos de envío:**  
accountsreceivable@shockwavemedical.com

### DATOS DEL PEDIDO



#### Datos bancarios

**Banco receptor:**  
Banco Santander S.A.

**Nombre en la cuenta:**  
Shockwave Medical Spain S.L.

**IBAN:**  
ES49 0049 2891 3424 1414 6905

**Banco SWIFT BIC ID:** BSCHEM33

**Divisa:** Euro (€)

#### DATOS DE LA EMPRESA

**Nombre:** SWAV Medical Spain S.L. | **Dirección:** Calle Zurbano, 45; 28010 Madrid

**Numero de Identificación Fiscal (NIF):** B72871163

Para más información, por favor, visite [shockwavemedical.com](https://www.shockwavemedical.com)

Prior to use, please reference the Instructions for Use for more information on indications, contraindications, warnings, precautions, and adverse events.